

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO




Tracoe Percutaneous Dilatation – REF 517

Cable-guía Tracoe Seldinger - Con catéter-guía

Descripción del producto

La traqueostomía percutánea por dilatación (TPD) se ha vuelto habitual en las unidades de cuidados intensivos. La técnica Ciaglia es ahora el método utilizado más ampliamente. El sistema Tracoe Experc se basa en esta técnica demostrada. Los productos están adaptados al uso de cánulas de traqueostomía fenestradas y no fenestradas, incluidas cánulas con aspiración subglótica. Estas cánulas ya se suministran montadas en sus sistemas de inserción mínimamente traumáticos (cánulas P).



Información general

Línea de productos	Traqueostomía percutánea por dilatación
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm
País de origen	Alemania
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción

Embalaje

Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	74 g
Dimensiones (ancho x alto x largo)	113 x 272 x 61 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material

Material del cable-guía	Nitinol y revestimiento de teflón
Material del catéter-guía	Etileno propileno fluorado
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1



Almacenamiento



Certificación

Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIa
Marcado CE	
GMDN	11263
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K043160 / D020866
Número del artículo comercial global	04035324016310



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España