

# Tracoe Percutaneous Dilatation – 518


## Cable-guía Seldinger Tracoe

### Descripción del producto

La traqueostomía percutánea por dilatación (TPD) se ha vuelto habitual en las unidades de cuidados intensivos. La técnica Ciaglia es ahora el método utilizado más ampliamente. El sistema Tracoe Experc se basa en esta técnica demostrada. Los productos están adaptados al uso de cánulas de traqueostomía fenestradas y no fenestradas, incluidas cánulas con aspiración subglótica. Estas cánulas ya se suministran montadas en sus sistemas de inserción mínimamente traumáticos (cánulas P).



### Información general

Línea de productos	Traqueostomía percutánea por dilatación
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm
País de origen	Alemania
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción

### Embalaje

Unidad de embalaje	5 unidades
Peso	129 g
Dimensiones (ancho x alto x largo)	113 x 272 x 61 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

### Especificaciones de material

Material del cable-guía	Nitinol y revestimiento de teflón
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1



### Almacenamiento



### Certificación

Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIa
Marcado CE	 0123
GMDN	11263
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Número del artículo comercial global	04035324016860



Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
[www.atosmedical.com](http://www.atosmedical.com)



Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España