

Tracoe Compress

Vendajes

Descripción del producto

Existen diversos productos esenciales que desempeñan un importante papel en el cuidado de una traqueostomía. Nuestra gama de productos esenciales incluye cintas para el cuello, vendajes y productos de cuidado y limpieza, así como ropa y protectores y accesorios. Estos artículos cubren una amplia variedad de preferencias y necesidades de los usuarios, son fáciles de utilizar, cómodos y discretos, ofrecen seguridad y son funcionales.

Información general	
Línea de productos	Vendajes
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm Alemania
País de origen	Alemania
Manejo	
Caducidad	5 años
Vida útil máxima	Hasta 3 días

Embalaje	
Unidad de embalaje	10 unidades
Material del embalaje externo:	Bolsa de plástico resellable

Especificaciones de material	
Material de la compresa	Poliuretano
Material del revestimiento	Aluminio* Película de poliuretano
Biocompatibilidad	ISO 10993-5:2009 e ISO 10993-10:2010








Almacenamiento	

Certificación	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	I
Marcado CE	 0 1 2 3
GMDN	63036
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Exención/E652367

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO




Nombre del producto	REF	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso (g)	Ranura	
Tracoe Compress AL*	REF 905	9,8 x 9,0 x 2,0 mm	3,6	No	
Tracoe Compress Two-ply	REF 907-A	10,0 x 9,0 x 6 mm	5,5	No	
Tracoe Compress Two-ply, Slit	REF 907-B	10,0 x 9,0 x 6 mm	5,5	Sí	
Tracoe Compress	REF 910-A	10,0 x 9,0 x 3 mm	3,8	No	
Tracoe Compress Slit	REF 910-B	10,0 x 9,0 x 3 mm	3,8	Sí	
Tracoe Compress Coated Two-ply, Slit	REF 957	10,0 x 8,2 x 6 mm	4,5	Sí	

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Compresa Tracoe revestida con ranura REF 960	10,0 x 8,2 x 3 mm	2,5	Sí	
--	-------------------	-----	----	---

Tracoe Compress Slit Kids	REF 961	6,3 x 6,5 x 3 mm	>1,6	Sí	
---------------------------	---------	------------------	------	----	---



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España