

# Tracoe Kids Mini – REF 350

## Cánula de traqueostomía para neonatos y bebés

### Descripción del producto

A veces, la verdadera grandeza se demuestra en las cosas pequeñas. En nuestro grupo de productos Kids, disponemos de dos líneas de productos de cánulas de traqueostomía para niños: la probada y fiable Tracoe Mini, y las cánulas de silicona Tracoe Silcosoft. Las cánulas de traqueostomía de estas dos líneas se han desarrollado especialmente para neonatos, bebés y niños. Nos hemos centrado especialmente en el diseño de la placa y en el uso de materiales agradables.

### Alcance del suministro

- Obturador de anillo
- Correa del cuello



### Información general

Línea de productos	Mini
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	REF 350
Manejo	
Caducidad	2 años desde la fecha de producción
Vida útil máxima	29 días, desde el primer uso

### Embalaje

Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	100 x 154 x 52 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Blistér de poliéster termoplástico con papel médico

### Especificaciones de material

Material de la camisa externa	Policloruro de vinilo
Material de la placa de cuello	Policloruro de vinilo
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1



STERILE EO

### Almacenamiento



### Certificación


Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	 0 1 2 3
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K893866

## Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID	OD	A	B	C	TL	OB	BA	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	g	
2.5	REF 350-2.5	2,5	3,6	6	2	22	30	32	120	82	4035324011926
3.0	REF 350-3.0	3,0	4,3	7	2	23	32	34	120	83	4035324011933
3.5	REF 350-3.5	3,5	5,0	8	3	23	34	37	120	83	4035324011940
4.0	REF 350-4.0	4,0	5,6	9	3	24	36	40	120	85	4035324011957

## Leyenda

- ID-IC** Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna
- OD-OC bc** Diámetro externo de la parte inferior de la camisa externa
- OD-OC bf** Diámetro externo de la camisa externa detrás de la placa
- TL** Longitud a lo largo de la línea central desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- OB** Longitud a lo largo de la curvatura externa desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- BA** Ángulo de curvatura
- CD** Diámetro del balón



Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España