

Tracoe Kids Mini – REF 355

Cánula de traqueostomía para niños

Descripción del producto

A veces, la verdadera grandeza se demuestra en las cosas pequeñas. En nuestro grupo de productos Kids, disponemos de dos líneas de productos de cánulas de traqueostomía para niños: la probada y fiable Tracoe Mini, y las cánulas de silicona Tracoe Silcosoft. Las cánulas de traqueostomía de estas dos líneas se han desarrollado especialmente para neonatos, bebés y niños. Nos hemos centrado especialmente en el diseño de la placa y en el uso de materiales agradables.



Alcance del suministro

- Obturador de anillo
- Correa del cuello

Información general

| | |
|--------------------------|--|
| Línea de productos | Mini |
| Fabricante legal | Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania |
| País de origen | Alemania |
| Codificación por colores | REF 355 |
| Manejo | |
| Caducidad | 5 años, a partir de la 2 de producción |
| Vida útil máxima | 1 día, desde el primer uso |

Embalaje

| | |
|---------------------------------------|---|
| Unidad de embalaje | 1 unidad |
| Peso | Véase la tabla |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 100 x 154 x 53 mm |
| Material del embalaje externo: | Caja de cartón |
| Material del embalaje esterilizado: | Blíster de poliéster termoplástico con papel médico |


Especificaciones de material

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Material de la camisa externa | Policloruro de vinilo |
| Material de la placa de cuello | Policloruro de vinilo |
| Material del balón | N/A |
| Biocompatibilidad | EN ISO 10993-1 |



Almacenamiento




| | |
|--|--|
| Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR) | IIb |
| Marcado CE |  0 1 2 3 |
| GMDN | 35404 |
| Sistema de calidad certificado según | EN ISO 13485 |
| Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos | Número de autorización K893866 |

Gama de productos

| Tamaño | Número de pedido | ID | OD | A | B | C | TL | OB | BA | Peso bruto | Número del artículo comercial global |
|--------|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|------------|--------------------------------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | g | |
| 2.5 | REF 355-2.5 | 2,5 | 3,6 | 8 | 2 | 22 | 32 | 34 | 120 | 84 | 4035324011964 |
| 3.0 | REF 355-3.0 | 3,0 | 4,3 | 10 | 2 | 24 | 36 | 39 | 120 | 84 | 4035324011971 |
| 3.5 | REF 355-3.5 | 3,5 | 5,0 | 12 | 3 | 25 | 40 | 43 | 120 | 84 | 4035324011988 |
| 4.0 | REF 355-4.0 | 4,0 | 5,6 | 14 | 3 | 27 | 44 | 48 | 120 | 83 | 4035324011995 |
| 4.5 | REF 355-4.5 | 4,5 | 6,3 | 16 | 4 | 28 | 48 | 52 | 120 | 86 | 4035324012008 |
| 5.0 | REF 355-5.0 | 5,0 | 7,0 | 18 | 4 | 28 | 50 | 55 | 120 | 86 | 4035324012022 |
| 5.5 | REF 355-5.5 | 5,5 | 7,6 | 20 | 5 | 30 | 55 | 60 | 120 | 86 | 4035324012039 |
| 6.0 | REF 355-6.0 | 6,0 | 8,4 | 22 | 5 | 35 | 62 | 67 | 120 | 86 | 4035324012046 |

Leyenda

- ID-IC** Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna
- OD-OC bc** Diámetro externo de la parte inferior de la camisa externa
- OD-OC bf** Diámetro externo de la camisa externa detrás de la placa
- TL** Longitud a lo largo de la línea central desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- OB** Longitud a lo largo de la curvatura externa desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- BA** Ángulo de curvatura
- CD** Diámetro del balón



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España