

## Tracoe Kids Mini – REF 356

Pieza de extensión para cánulas Tracoe Mini, hasta un diámetro interno de 6 mm

### Descripción del producto

A veces, la verdadera grandeza se demuestra en las cosas pequeñas. En nuestro grupo de productos Kids, disponemos de dos líneas de productos de cánulas de traqueostomía para niños: la probada y fiable Tracoe Mini, y las cánulas de silicona Tracoe Silcosoft. Las cánulas de traqueostomía de estas dos líneas se han desarrollado especialmente para neonatos, bebés y niños. Nos hemos centrado especialmente en el diseño de la placa y en el uso de materiales agradables.



### Alcance del suministro

- Tubo de extensión

Información general	
Línea de productos	Mini
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	29 días, desde el primer uso
Número del artículo comercial	04035324019069


Especificaciones de material	
Material del refuerzo en espiral	PVC con refuerzo en espiral de acero inoxidable
Material del conector de 15 mm (macho)	Poliestireno
Material del conector de 15 mm (hembra)	Poliestireno
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1
	

STER.LE EO

Almacenamiento


Certificación	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	 0 1 2 3
GMDN	42988
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485

Embalaje	
Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	77 g
Dimensiones (ancho x alto x largo)	100 x 154 x 52
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable



Toda la información está en mm

## Leyenda

- 1 Conector de 15 mm (hembra)
- 2 Tubo reforzado
- 3 Conector de 15 mm (macho)



Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
[www.atosmedical.com](http://www.atosmedical.com)



Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España