

Tracoe Kids Silcosoft – REF 370 Cánula de traqueostomía para niños, fabricada en silicona

Descripción del producto

A veces, la verdadera grandeza se demuestra en las cosas pequeñas. En nuestro grupo de productos Kids, disponemos de dos líneas de productos de cánulas de traqueostomía para niños: la probada y fiable Tracoe Mini, y las cánulas de silicona Tracoe Silcosoft. Las cánulas de traqueostomía de estas dos líneas se han desarrollado especialmente para neonatos, bebés y niños. Nos hemos centrado especialmente en el diseño de la placa y en el uso de materiales agradables.

Alcance del suministro

- Obturador de anillo
- Correa del cuello
- Cuña de desconexión



Información general

Línea de productos	Silcosoft
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	29 días, desde el primer uso

Embalaje

Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	100 x 154 x 52 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Blíster de poliéster termoplástico con papel médico



Especificaciones de material

Material de la camisa/bobina de alambre	Silicona/nitínel
Material de la placa de cuello	Silicona
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1
	

STERILE EO

Almacenamiento


	Sanitarios (MDR)
Marcado CE	
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K172720

Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID	OD	A	C	TL	OB	BA	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	g	
2.5	REF 370-2.5	2,5	4,4	9	29	38	40	120	147	4035324028290
3.0	REF 370-3.0	3,0	4,9	10	29	39	41	120	165	4035324028306
3.5	REF 370-3.5	3,5	5,4	11	29	40	43	120	148	4035324028320
4.0	REF 370-4.0	4,0	6,0	12	29	41	44	120	148	4035324028337
4.5	REF 370-4.5	4,5	6,6	13	29	42	45	120	152	4035324028344
5.0	REF 370-5.0	5,0	7,3	15	29	44	48	120	149	4035324028351
5.5	REF 370-5.5	5,5	8,4	17	29	46	50	120	149	4035324028368

Leyenda

- ID-IC** Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna
- OD-OC bc** Diámetro externo de la parte inferior de la camisa externa
- OD-OC bf** Diámetro externo de la camisa externa detrás de la placa
- TL** Longitud a lo largo de la línea central desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- OB** Longitud a lo largo de la curvatura externa desde el inicio de la placa de cuello hasta la parte inferior de la cánula
- BA** Ángulo de curvatura
- CD** Diámetro del balón




Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España