

## Tracoe Neck Straps

### Cintas para el cuello

#### Descripción del producto

Existen diversos productos esenciales que desempeñan un importante papel en el cuidado de una traqueostomía. Nuestra gama de productos esenciales incluye cintas para el cuello, vendajes y productos de cuidado y limpieza, así como ropa y protectores y accesorios. Estos artículos cubren una amplia variedad de preferencias y necesidades de los usuarios, son fáciles de utilizar, cómodos y discretos, ofrecen seguridad y son funcionales.

Información general	
Línea de productos	Cintas para el cuello
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm Alemania
País de origen	Alemania
Manejo	
Caducidad	5 años

Especificaciones de material	
Material del acolchado	Espuma de poliuretano
Material del tejido	Algodón
Material del cierre de Velcro®	Poliamida y nailon
Biocompatibilidad	ISO 10993-1, ISO 10993-5 e ISO 10993-12

Almacenamiento

Embalaje	
Unidad de embalaje	10 unidades
Material del embalaje externo:	Bolsa de plástico resellable

Certificación	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	I
Marcado CE	
GMDN	35752
Sistema de calidad certificado según Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	EN ISO 13485 Exención/D215988

## Especificaciones del producto

Nombre del producto	REF	Longitud	Longitud ajustable	Anchura	Acolchado	Cierre de Velcro®	
Tracoe Neck Strap One-Piece	REF 903-B-P	42 mm	No	Aprox. 3,5 mm	No	sí	
Tracoe Neck Strap Padded	REF 903-E-P	Longitud máx.: 45 cm	sí	Aprox. 3,0 mm	sí	sí	



Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
[www.atosmedical.com](http://www.atosmedical.com)



Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España