

Tracoe Technical Equipment – REF 730-5

Tracoe Smart Cuff Manager

Descripción del producto

La categoría Equipos técnicos hace referencia a dispositivos médicos que permiten establecer o regular de forma independiente la presión de los balones de las cánulas endotraqueales y de traqueostomía con una gran precisión.

Tracoe Smart Cuff Manager monitoriza y regula la presión de los balones de baja presión y alto volumen de las cánulas de traqueostomía, así como de las cánulas endotraqueales.



Alcance del suministro

- Tracoe Smart Cuff Manager
- Tracoe connection tube – REF 702

Información general	
Línea de productos	Equipo técnico
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Straße. 1/3. 55268 Nieder-Olm Alemania
País de origen	Alemania
Manejo	
Caducidad	2 años
Vida útil máxima	29 días
Embalaje	
Unidad de embalaje	5 unidades
Dimensiones (ancho x alto x largo)	43 x 80 x 161 mm
Peso	312 g
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje principal	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material	
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Material del balón	Elastómero termoplástico (TPE)
Biocompatibilidad	ISO 10993-5 y 10993-12



Especificaciones del producto	
Peso	16 g
Dimensiones (largo x alto)	55 x 77 mm

Almacenamiento

Certificación	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	Ila
Marcado CE	
GMDN	35401
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K152865



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España