

Tracoe Twist – 501-X

Camisas internas de repuesto Tracoe Twist


Descripción del producto





Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist se utilizan como cánulas de ventilación y terapéuticas con camisas internas en hospitales, clínicas de rehabilitación y entornos comunitarios. Una característica especial es la placa de cuello curvada, que se mueve en los ejes vertical y horizontal siguiendo los movimientos de la cabeza del paciente. Las finas paredes del tubo de las camisas internas y externas ofrecen una buena relación del diámetro interno-externo. Las cánulas de traqueostomía Tracoe Twist y Twist Plus están fabricadas en poliuretano (PU). El balón de baja presión está fabricado en PVC de calidad médica.



Alcance del suministro

- 10 camisas internas con conector de 15 mm

Información general	
Línea de productos	Twist
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	N/A
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	29 días, desde el primer uso
Embalaje	
Unidad de embalaje	10 unidades
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	271 x 70 x 125
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material	
Material de la camisa externa	Poliuretano
Material de la placa de cuello	N/A
Material del balón	N/A
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1
	
	
Almacenamiento	
	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	 0 1 2 3
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K961449

Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID-IC	BA	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	∅	g	
04	REF 501-04-X	4,0	110	88	4035324038015
05	REF 501-05-X	5,0	100	92	4035324017874
06	REF 501-06-X	6,3	95	93	4035324017881
07	REF 501-07-X	7,3	95	94	4035324017898
08	REF 501-08-X	8,0	90	100	4035324017904
09	REF 501-09-X	9,0	90	99	4035324017911
10	REF 501-10-X	10,0	90	103	4035324017928

Leyenda

ID-IC Diámetro interno de la parte inferior de la camisa interna

BA Ángulo de curvatura



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17 215
32 Malmö
Suecia
www.atosmedical.com



Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

Atos Medical Spain S.L.
Calle Consejo de Ciento,
333 2ª Planta
ES-08007 Barcelona
España